

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csf2Rb Pour Wb, Elisa - P32927

Numéro d'article: CM0013860



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CSF2RB (CD131) humain, adapté pour le western blot (WB) et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Facilite la recherche sur les voies de signalisation de l'IL-3, l'IL-5 et le GM-CSF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSF2RB Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD131 ; IL3RB ; IL5RB ; SMDP5 ; CDw131 ; betaGMR ; CSF2RB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1439
GeneID	1439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 443 du CSF2RB humain (NP_000386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P32927
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace