

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09919

Numéro d'article: CM0024984



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CSF3 validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec le CSF3 humain, murin et de rat ; 22 kDa. Immunogène recombinant ; adapté aux études du facteur de stimulation des colonies de granulocytes dans l'hématopoïèse et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de lapin anti-CSF3
Remarques/Alias	GCSF ; CSF3OS ; C17orf33 ; CSF3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1440
GeneID	1440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-207 du CSF3 humain (NP_000750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09919
Poids moléculaire protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace