

Anticorps Polyclonal Anti-Csf3R Pour Wb, Elisa - Q99062

Numéro d'article: CM0028870



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CSF3R pour Western blot et ELISA, détectant spécifiquement le récepteur humain du facteur de stimulation des colonies de granulocytes. Idéal pour l'étude de la lignée neutrophilique, de la maturation granulocytaire et des modèles de leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSF3R Rabbit pAb
Remarques / Alias	SCN7; CD114; GCSFR; CSF3R
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1441
GeneID	1441
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 650-750 du CSF3R humain (NP_000751.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99062
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace