


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csk (C-Src Kinase) Pour Wb, Elisa - P41240

Numéro d'article: CM0018211



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CSK validé pour WB et ELISA. Détecte la CSK humaine, murine et de rat, un régulateur clé des kinases de la famille Src. Immunogène : CSK humaine recombinante (aa 1-200). Idéal pour la recherche sur la signalisation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-CSK
Remarques/Alias	CSK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1445
GeneID	1445
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la CSK humaine (NP_001120662.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41240
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace