


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Csk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41240

Numéro d'article: CM0002557



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le CSK humain, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Détecte le CSK dans des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant la recherche sur la régulation de la kinase Src et la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CSK Lapin mAb
Remarques/Alias	CSK; protéine-tyrosine kinase CSK
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1445
ID de Gène	1445
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CSK humain (P41240).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41240
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace