


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csk Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41240

Numéro d'article: CM0023657



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la tyrosine kinase CSK humaine, validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation médiée par CSK des kinases de la famille Src dans la réponse immunitaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSK Rabbit pAb
Remarques/Alias	CSK
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1445 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 188-450 de CSK humain (NP_004374.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41240
Poids moléculaire de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace