

Anticorps Polyclonal Anti-Csmd3 Pour Wb, Elisa - Q7Z407

Numéro d'article: CM0015468

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CSMD3 humain, une grande protéine transmembranaire impliquée dans le développement des dendrites. Validé pour WB et ELISA, avec une réactivité confirmée dans des échantillons humains. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSMD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CSMD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114788
GeneID	114788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-440 du CSMD3 humain (NP_937756.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7Z407
Poids moléculaire protéique	406 kDa
Expédition	Sac de glace