


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csnk1E Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49674

Numéro d'article: CM0018770



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CSNK1E humaine (Caséine kinase I isoforme epsilon), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Adapté pour la recherche sur l'horloge circadienne et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] CSNK1E pAb de lapin
Remarques/Alias	CKIe; HCKIE; CKIepsilon; 1E
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1454
GenelD	1454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 247-416 de la CSNK1E humaine (NP_689407.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49674
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace