


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csnk1G1 Pour Wb Et Elisa - Q9Hcp0

Numéro d'article: CM0028073



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CSNK1G1 validé pour WB et ELISA. Cible la caséine kinase I isoforme gamma-1 humaine, une sérine/thréonine kinase impliquée dans la signalisation Wnt. Idéal pour les applications diagnostiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSNK1G1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CK1gamma1 ; CSNK1G1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	53944
GeneID	53944
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 298-422 de CSNK1G1 humain (NP_071331.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9HCP0
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace