


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csnk1G2 Pour Wb, Elisa - P78368

Numéro d'article: CM0025091



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'isoforme gamma-2 de la caséine kinase I (CSNK1G2), validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la CSNK1G2 humaine, de souris et de rat, idéal pour les études sur la signalisation Wnt et la recherche sur les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CSNK1G2
Remarques/Alias	CK1g2; CSNK1G2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1455
ID de gène	1455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 316-415 de la CSNK1G2 humaine (NP_001310.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78368
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace