

Anticorps Polyclonal Anti-Csnk1G3 Pour Wb, Elisa - Q9Y6M4

Numéro d'article: CM0016586



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CSNK1G3 humain de CamelBio (pAb) détecte la caséine kinase I gamma-3 par WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat, et contribue aux recherches sur la signalisation Wnt et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSNK1G3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CSNK1G3L ; CKI-gamma 3 ; CSNK1G3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1456
GeneID	1456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 304-423 de la CSNK1G3 humaine (NP_001026982.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9Y6M4
Poids moléculaire	51 kDa
Expédition	Sac de glace