

Anticorps Polyclonal Anti-Csnk2A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19784

Numéro d'article: CM0023027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CSNK2A2 humaine (CK2 α '), validé pour western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Détecte la CSNK2A2 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies du cycle cellulaire, de l'apoptose et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSNK2A2 pAb de lapin
Remarques / Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1459
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de la CSNK2A2 humaine (NP_001887.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19784
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace