

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csnk2A2 Pour Wb Et Elisa - P19784

Numéro d'article: CM0023459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CSNK2A2 humain et de souris, adapté pour le Western blot et l'ELISA. L'immunogène protéique recombinant garantit la spécificité. Utile pour la recherche sur la signalisation par kinases, le cycle cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSNK2A2 pAb de lapin
Remarques/Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1459
GeneID	1459
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 350 de la CSNK2A2 humaine (NP_001887.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P19784
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant