

## Anticorps Polyclonal Anti-Cspp1 Pour Wb, Elisa - Q1Msj5

Numéro d'article: CM0028688

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CSPP1 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine 1 associée au centrosome et aux pôles du fuseau mitotique dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | CSPP1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Remarques / Alias                | CSPP; CSPP-L; JBTS21; CSPP1                                                                                                        |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)                  | 79848                                                                                                                              |
| GeneID                           | 79848                                                                                                                              |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 962-1221 de la CSPP1 humaine (NP_079066.5). |
| Origine                          | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Applications                     | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                                                                     |
| SWISS                            | Q1MSJ5                                                                                                                             |
| Poids moléculaire de la protéine | 146kDa                                                                                                                             |
| Expédition                       | Sac isotherme                                                                                                                      |