

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csrnp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96S65

Numéro d'article: CM0024804

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CSRNP1 humain (AXUD1, TAIP-3), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur l'apoptose et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSRNP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AXUD1; URAX1; TAIP-3; CSRNP-1; FAM130B; CSRNP1
Espèce	Humain
GenelD	64651
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du CSRNP1 humain (NP_149016.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96S65
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace