

Anticorps Polyclonal Anti-Csrp1 Pour Wb, Ip, Elisa, Rip - P21291

Numéro d'article: CM0017940

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine CSRP1 humaine, adapté pour WB, IP, ELISA et RIP. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier le rôle de la CSRP1 dans le développement neuronal et les fonctions nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSRP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CRP; CRP1; CSRP; CYRP; D1S181E; HEL-141; HEL-S-286; CSRP1
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	1465
Identifiant génique	1465
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA, RIP
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21291
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace