

Anticorps Polyclonal Anti-Csrp2 Pour Wb, Elisa - Q16527

Numéro d'article: CM0024937

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CSRP2 (CRP2/LMO5/SmLIM), réactif avec l'humain et la souris. Pour des applications en WB et ELISA dans la recherche sur la biologie vasculaire et la différenciation des cellules musculaires lisses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CSRP2
Alias	CRP2 ; LMO5 ; SmLIM ; CSRP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1466
GeneID	1466
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-193 de la CSRP2 humaine (NP_001312.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16527
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace