

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csrp2Bp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8E8

Numéro d'article: CM0028707

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CSRP2BP validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité envers l'humain et le rat. Cible la protéine de liaison à la protéine riche en cystéine 2 (KAT14/ATAC2), une sous-unité du complexe histone acétyltransférase ATAC impliquée dans le remodelage de la chromatine et la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CSRP2BP
Remarques/Alias	ATAC2 ; CRP2BP ; CSRP2BP ; PRO1194 ; dj717M23.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57325
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 523-782 du CSRP2BP humain (NP_065397.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H8E8
Poids protéique	89 kDa
Expédition	Sac de glace