

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csrp3 - P50461

Numéro d'article: CM0028185



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CSR3 adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la différenciation musculaire et la fonction cardiaque. Idéal pour la recherche sur la cardiomyopathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8048
GeneID	8048
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 du CSR3 humain (NP_003467.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50461
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace