

Anticorps Polyclonal Anti-Cst1 Pour Wb, Elisa - P01037

Numéro d'article: CM0030771

Introduction

CST1 Rabbit pAb détecte la cystatine-SN humaine (~14 kDa), un inhibiteur sécrété des cystéines protéases. Validé pour WB et ELISA ; adapté aux études sur la salive, les larmes, l'urine et le liquide séminal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CST1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CST1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1469
ID du gène	1469
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-141 de la CST1 humaine (NP_001889.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01037
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace