

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cst6 (Cystatine-M) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15828

Numéro d'article: CM0027740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute affinité ciblant la CST6 humaine (Cystatine-M), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la cornification épidermique et de la biologie du follicule pileux. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CST6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ECTD15; CST6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1474
GeneID	1474
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-149 de la CST6 humaine (NP_001314.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15828
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace