

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cst8 Pour Wb, Elisa - O60676

Numéro d'article: CM0017140

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CST8 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le CST8 humain et présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour l'étude du développement des spermatozoïdes et de la fonction épидидymaire. SWISS : O60676.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CST8
Remarques/Alias	CRES ; CTES5 ; CST8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10047
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-142 du CST8 humain (NP_005483.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O60676
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace