


Anticorps Polyclonal Anti-Cstb Pour Wb, Elisa - P04080

Numéro d'article: CM0027847



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CSTB humain (Cystatine-B), un inhibiteur de protéases à thiol. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence, l'épilepsie et l'inhibition des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CSTB Lapin pAb
Remarques/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1476
GeneID	1476
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-98 du CSTB humain (NP_000091.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P04080
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace