

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cstb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04080

Numéro d'article: CM0022576



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cystatine-B humaine (CSTB), un inhibiteur de protéinase thiol intracellulaire de 11 kDa. Adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Immunogène : protéine recombinante (aa 1-98).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CSTB
Remarques/Alias	PME ; ULD ; CST6 ; EPM1 ; STFB ; CPI-B ; EPM1A ; CSTB
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1476
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-98 de la CSTB humaine (NP_000091.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04080
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace