


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cstf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q05048

Numéro d'article: CM0024955



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la CSTF1 humaine, adapté pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du traitement de l'extrémité 3' du pré-ARNm et de la polyadénylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSTF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CstF-50; CstFp50; CSTF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1477
GeneID	1477
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la CSTF1 humaine (NP_001315.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05048
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace