

Anticorps Polyclonal Anti-Cstf2 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P33240

Numéro d'article: CM0027721



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CSTF2 (CstF-64), un facteur clé dans le traitement de l'extrémité 3' de l'ARNm. Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la polyadénylation et le clivage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CSTF2
Remarques/Alias	CstF-64; CSTF2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1478
GenelD	1478
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de CSTF2 humain (NP_001316.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33240
Poids moléculaire de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace