

Anticorps Polyclonal Anti-Cstf2T Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0L4

Numéro d'article: CM0026348

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CSTF2T validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la CSTF2T humaine et murine, une protéine nucléaire impliquée dans la polyadénylation des ARNm indépendante de la séquence AAUAAA dans les cellules germinales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSTF2T pAb de lapin
Remarques/Alias	CstF-64T ; CSTF2T
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23283
GeneID	23283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-560 de la CSTF2T humaine (NP_056050.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H0L4
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace