

Anticorps Polyclonal Anti-Ctb4A Pour Wb Et Elisa - Q0Jf76

Numéro d'article: CM0022646

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CTB4a (LRR-PK1) d'Oryza sativa, adapté au WB et à l'ELISA. Soutient les recherches sur les kinases de type récepteur végétales et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTB4a pAb de lapin
Remarques/Alias	LRR-PK1 ; CTB4a
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4335004
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32 à 152 de la CTB4a d'Oryza sativa. (Q0JF76)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q0JF76
Poids moléculaire	120 kDa
Expédition	Sac réfrigérant