

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctbp1 Pour Wb, Elisa - Q13363

Numéro d'article: CM0020462



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CtBP1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Convient pour l'étude de la corépression transcriptionnelle, de la structure du Golgi et de la différenciation du tissu adipeux brun.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb de lapin anti-CtBP1
Remarques/Alias	BARS ; HADDTS ; CtBP1
Espèce	Humain
GeneID	1487 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-250 du CtBP1 humain (NP_001319.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13363
Poids Moléculaire Protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace