

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctbp1 Pour Wb, Elisa - Q13363

Numéro d'article: CM0016416



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CtBP1 humain validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la répression transcriptionnelle, la structure de l'appareil de Golgi et la différenciation du tissu adipeux brun. - Q13363

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CtBP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BARS; HADDTS; CtBP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1487
ID de gène	1487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-353 de CtBP1 (NP_001319.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13363
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace