

Anticorps Polyclonal Anti-Ctbp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Numéro d'article: CM0024561



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité CTBP2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec CTBP2 humain, souris, rat (49 kDa). Idéal pour étudier la répression transcriptionnelle, la différenciation des adipocytes bruns et l'organisation synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CTBP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CTBP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1488
GeneID	1488
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 345-445 du CTBP2 humain (NP_001320.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56545
Poids protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace