

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ctbp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56545

Numéro d'article: CM0002233



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CTBP2 hautement spécifique validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de corépresseur transcriptionnel et d'échafaudage synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTBP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CTBP2; Protéine liant l'extrémité C-terminale 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1488
GeneID	1488
Immunogène	Peptide synthétique, peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 346-445 de la CTBP2 humaine (P56545).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56545
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace