

Anticorps Polyclonal Anti-Ctcf Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P49711

Numéro d'article: CM0015927



Introduction

Anticorps polyclonal anti-CTCF de lapin de haute qualité validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. CTCF est un isolant de chromatine clé et un régulateur transcriptionnel. Idéal pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CTCF Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10664
Identifiant du gène	10664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la protéine CTCF humaine (NP_006556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49711
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace