

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctcf1 Pour Wb Et Elisa - Q8Ni51

Numéro d'article: CM0024703

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine CTCFL humaine (BORIS/CT27), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de l'empreinte génétique et des antigènes testiculaires cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTCFL Rabbit pAb
Remarques / Alias	CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dj579F20.2; CTCFL
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	140690
Identifiant du gène	140690
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de la CTCFL humaine (NP_001255970.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NI51
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace