

Anticorps Polyclonal Anti-Ctgf Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29279

Numéro d'article: CM0018192

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CTGF (CCN2) humain, validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réaction croisée avec le rat. Idéal pour les études sur le tissu conjonctif, l'ostéogenèse et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTGF Rabbit pAb
Remarques / Alias	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Espèce	Humain
ID du gène	1490 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique (aa 100-200 du CTGF humain, NP_001892.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P29279
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet de glace