

Anticorps Polyclonal Anti-Ctgf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29279

Numéro d'article: CM0016908

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CTGF humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le CTGF humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le tissu conjonctif, la différenciation des chondrocytes et les études sur l'ostéogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTGF Rabbit pAb
Remarques / Alias	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1490
GeneID	1490
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du CTGF humain (NP_001892.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29279
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace