

Anticorps Monoclonal Anti-Ctip2/Bcl11B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0K0

Numéro d'article: CM0003336

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre CTIP2/BCL11B, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude du développement des lymphocytes T et de la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTIP2/BCL11B Rabbit mAb
Remarques/Alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64919
GeneID	64919
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9C0K0
Poids protéique	96kDa
Expédition	Sac de glace