

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctip2/Bcl11B Pour Wb - Q9C0K0

Numéro d'article: CM0019304

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CTIP2/BCL11B humain (Q9C0K0). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Régulateur clé de la différenciation et de la survie des lymphocytes T, suppresseur de tumeur, répresseur transcriptionnel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTIP2/BCL11B Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	64919
ID du gène	64919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-310 de CTIP2/BCL11B humain (NP_612808.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0K0
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace