

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ctnna3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ui47

Numéro d'article: CM0002155

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin CTNNA3 validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la cardiomyopathie et de la biologie des desmosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTNNA3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	VR22 ; ARVD13 ; CTNNA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29119
GeneID	29119
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-895 de la CTNNA3 humaine (Q9UI47).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UI47
Poids protéique	100 kDa
Expédition	Sac de glace