

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctnna3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ui47

Numéro d'article: CM0024645

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CTNNA3 humaine (Alpha T-caténine), adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTNNA3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	VR22 ; ARVD13 ; CTNNA3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	29119
GenelD	29119
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la CTNNA3 humaine (NP_001278062.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Ui47
Poids protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace