


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ctnnbip1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nsa3

Numéro d'article: CM0003071



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CTNNBIP1 (ICAT), un régulateur négatif de la voie de signalisation Wnt. Validé pour WB et ELISA. Immunogène : peptide N-terminal (1-81) ; protéine de 9 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTNNBIP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ICAT ; CTNNBIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56998
GeneID	56998
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-81 de la protéine humaine CTNNBIP1 (Q9NSA3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NSA3
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace