

Anticorps Polyclonal Anti-Ctnnbl1 Pour Wb, If/Icc Et Elisa - Q8Wya6

Numéro d'article: CM0030416



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CTNNB1 validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'épissage et l'hypermutation somatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTNNB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NAP ; P14L ; IMD99 ; PP8304 ; C20orf33 ; dj633020.1 ; CTNNB1
Espèce	Humain
ID du gène	56259
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 264-563 du CTNNB1 humain (NP_110517.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WYA6
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace