

Anticorps Polyclonal Anti-Ctnnd2 Pour Wb, Elisa - Q9Uqb3

Numéro d'article: CM0013402

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CTNND2 humain, produit à l'aide d'une protéine recombinante (aa 966-1225). Validé pour WB et ELISA ; réaction croisée avec les protéines humaines et de rat. Convient aux études sur le développement neuronal et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTNND2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GT24 ; NPRAP ; CTNND2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1501
GeneID	1501
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 966-1225 de CTNND2 humain (NP_001323.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q9UQB3
Poids moléculaire	133 kDa
Expédition	Sac de glace