

Anticorps Monoclonal Anti-Ctp Synthase / Ctps Pour Wb, Ip, Elisa - P17812

Numéro d'article: CM0003582



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la CTP synthase/CTPS humaine, adapté pour le WB, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme des pyrimidines et la prolifération des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTP synthase / CTPS Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CTPS ; GATD5 ; IMD24 ; GATD5A ; CTP synthase / CTPS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1503
GeneID	1503
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17812
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace