

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ctrl/Ctrl1 - P40313

Numéro d'article: CM0003105

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CTRL humain (CTRL1) pour WB, IF, IHC et ELISA. Réactivité croisée validée avec l'humain, la souris et le rat. Poids moléculaire prévu de 28 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CTRL mAb Lapin
Remarques/Alias	CTRL1; CTRL
Espèce	Humain
GeneID	1506
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 165-264 de CTRL humain (P40313)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40313
Poids de la Protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace