


Anticorps Polyclonal Anti-Ctsc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53634

Numéro d'article: CM0025322



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CTSC de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la dipeptidyl peptidase 1 humaine et murine, une protéase lysosomale impliquée dans l'activation des cellules immunitaires et la fonction barrière de la peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTSC Lapin pAb
Remarques/Alias	JP ; HMS ; JPD ; PLS ; CPPI ; DPP1 ; DPPI ; PALS ; DPP-I ; PDON1 ; CTSC
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-134 du CTSC humain (NP_001805.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P53634
Poids protéique	15kDa/16kDa/52kDa
Expédition	Sac de glace