

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctsf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx1

Numéro d'article: CM0016727



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CTSE (cathepsine F) humaine, adapté pour Western blot, IHC-P et ELISA. Conçu pour la recherche sur le rôle des thiol protéases lysosomales dans la dégradation protéique et l'invasion tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTSE pAb de lapin
Remarques / Alias	CATSE; CLN13; CTSE
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8722
ID du gène	8722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-484 de la CTSE humaine (NP_003784.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBX1
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace