

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctsh Pour Wb, Elisa - P09668

Numéro d'article: CM0026651



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CTSH validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Cible la pro-cathepsine H, une protéase à cystéine lysosomale impliquée dans la dégradation des protéines. Idéal pour l'étude de la fonction lysosomale et de l'activité des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTSH Lapin pAb
Remarques/Alias	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1512
GeneID	1512
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-140 de la CTSH humaine (NP_004381.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09668
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace