


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctss Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25774

Numéro d'article: CM0021035



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CTSS validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la présentation d'antigènes du CMH de classe II et la signalisation du prurit.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CTSS Rabbit pAb
Remarques / Alias	CTSS
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1520
Identifiant du gène	1520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-331 de la CTSS humaine (NP_004070.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25774
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace