

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctsv (Cathepsine L2) Pour Wb Et Elisa - O60911

Numéro d'article: CM0026638



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au CTSV (cathepsine L2) humain. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Convient pour la recherche en physiologie cornéenne et sur les protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTSV Lapin pAb
Remarques/Alias	CTSU; CATL2; CTS2L2; CTSV
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1515
ID de gène	1515
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-334 du CTSV humain (NP_001324.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60911
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace